

Health Monitor · Ficha técnica

Coadyuvante de monitoreo de pH urinario en casa · Para médicos veterinarios

Composición	Microcristales de sílice con indicador de pH.
Aglutinación	No aglutinante.
Presentación	Bolsa resellable de 5 lb (2.27 kg).
Rendimiento	Un gato, un mes. Capa de 5–7 cm; cambio completo cada mes.
Lectura	15–60 minutos después de la micción, por rangos de color: A (amarillo intenso a naranja, ácido), N (verde oliva a amarillo, normal), B (azul a verde oscuro, alcalino), R (gránulos rojos, posible sangre).
Uso	Un arenero exclusivo para el paciente. Retirar heces y revolver 1–2 veces al día. A la basura; no se tira al inodoro.
Otros atributos	Sin fragancia y virtualmente libre de polvo.

Consideraciones

- Es un coadyuvante de monitoreo: no sustituye el urianálisis.
- No identifica el tipo de cristal.
- No es una medición numérica: es una lectura visual por rangos de color.
- Aislamiento del paciente a monitorear para evitar lecturas erróneas.

Variables que modifican la lectura

Dieta, ayuno, hora de la micción, hidratación, y cloro o bicarbonato de sodio en el arenero. Un solo valor no significa nada; la tendencia sí.

Referencia clínica

El pH urinario ideal en gatos es de 6.3–6.6, y la acidificación urinaria forma parte del manejo de los urolitos de estruvita (Manual MSD de Veterinaria, "Control del pH de la orina en animales").

Cómo conseguirla

Pet Markt atiende a veterinarias con un portal de mayoreo: petmarkt.com.mx · (55) 7005-5660, lunes a viernes de 9:00 a 18:00.